



## *Surgical Sutures*

---

勤達醫療器材股份有限公司

# 可吸收縫線



**TRUSYNTH**  
齊新思

表面塗層: Polyglactin 910

- 化學合成的多股縫線
- 材質為: 90% Glycolide 和 10% Lactide
- 吸收期: 60-90 天
- 縫線的表面塗層，能使其平順地穿過組織
- 顏色: 紫色，未染色



**TRUGLYDE**  
齊徠得

表面塗層: Polyglycolic Acid

- 化學合成的多股縫線
- 材質: 100% Glycolide
- 吸收期: 60-90天
- 幾乎不引起組織反應
- 擁有較好的抗拉強度
- 顏色: 紫色, 未染色



**PDSYNTH**  
提新思

- 化學合成的單股縫線

- 材質: Poly (p-dioxanone) 聚酯纖維
- 吸收期: 180-210天
- 具有平滑的特性，幾乎不會引起組織反應
- 顏色: 紫色



**MONOGLYDE**  
摩洛徠得

- 化學合成的單股縫線

- 材質為: Poliglecaprone-25
- 吸收期: 60-120天
- 擁有優良的柔軟度，較好操作跟打結
- 顏色: 紫色，未染色



**TRUSYNTH FAST**  
齊新思 Fast

表皮塗層: 吸收快速 -  
Polyglactin 910

- 化學合成的多股縫線
- 吸收期: 40-42天
- 吸收快速，可有效降低不適及疼痛感
- 較不會引起組織反應
- 顏色: 紫色，未染色



**TRUSYNTH PLUS**  
**齊新思 Plus**

表面塗層: 抗菌 -  
Polyglactin 910

- 化學合成的多股縫線
- 表層抹-Chlorhexidine
- 有效對抗: MRSA, MRSE, E.coli 和 S.aureus
- 顏色: 紫色，未染色



**TRUGLYDE FAST**  
齊徠得 Fast

表皮塗層: Polyglycolic Acid

- 吸收快速,可有效降低不適感及疼痛
- 吸收期: 60-90天
- 可以打出良好跟牢固的結
- 顏色: 紫色, 未染色



**TRUGUT**  
齊格特

- 材質為: Sheep intestines

- 羊腸線的支撐力: 10-12天，鉻化腸線支撐力: 21-30天
- 鉻化處理後，強度較強
- 打結更為牢靠
- 顏色: 鉻化羊腸為褐色，羊腸線為黃色

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圓針                                                                                  | 鈍針                                                                                  | 角針                                                                                  | 反角針                                                                                 | 圓角針                                                                                 | 鑽石針                                                                                  | 極致反角針                                                                                 | 光彩針                                                                                   | 超微針                                                                                   | 直圓針                                                                                   | 直角針                                                                                   | 勾針                                                                                    |

**USP SIZE: 11-0 TO 6**

# 不可吸收縫線



**TRULON**  
齊隆

- 化學合成的單股縫線
- 材質為: Polyamide 6 和 Polyamide 6.6
- 更為強壯和柔軟
- 擁有高度彈性跟抗拉強度
- 顏色: 黑色、藍色。



**TRUSILK**  
齊絲科

- 多股縫線
- 材質為: Silk
- 打結方便牢靠，容易操作
- 顏色: 黑色



**TRUBOND**  
齊龐

- 化學合成的多股縫線
- 材質為: Polyester
- 塗有矽膠，可以平滑順暢的通過組織，塗抹的物質也不易剝落
- 顏色: 綠色，未染色




**TRULENE**  
齊琳

- 化學合成的單股縫線
- 材質為: Polypropylene
- 具生物惰性，組織反應小
- 不會拖曳組織，所以抽出縫線時較有效率
- 顏色: 藍色

## 獨特取出縫線方式


### 步驟 1

特殊設計側邊切口,請由標示處撕開




### 步驟 2

請將外包裝撕到底,直到看的見針頭為止



### 步驟 3

使用持針器夾住針頭,把縫線向外拉出



### 針頭特色:

- 特殊塗層能使針頭更為平滑及銳利
- 每一針都鋒銳無比,保持相同的穿透力
- Trupass coating能在每次穿透時,降低組織傷害
- 德製高鍛造不鏽鋼300系列製成的針頭,不易彎曲更為強韌

Healthium Medtech  
為全世界第四大印度第一大手術縫線廠,  
具有FDA和CE等多項國際認證!

<http://www.healthium.com/>

# 勤達全系列產品



## 醫用敷料

- 紗布墊(滅菌/未滅菌)
- 棉墊
- 腹部墊
- 燙傷紗布
- 各式棉棒
- 棉球



## 手術護理用品

- 手術手套
- (低蛋白,無粉,病房型)
- 手術縫線
- 治療巾/洞巾
- 透明敷料
- 酒精棉片
- 除疤凝膠



## 各式手套

- 乳膠檢診手套(滅菌/未滅菌)
- PVC檢診手套
- 丁晴(NBR)檢診手套
- PE手套(滅菌/未滅菌)



## 繃帶、其它類

- 彈性繃帶(滅菌/不滅菌)
- 紗布繃帶
- 自黏繃帶
- 壓舌板(滅菌/不滅菌)
- 人工皮



## 注射器

- 空針(一般型/安全型)
- 胰島素空針(一般型/安全型)
- 靜脈留置針(一般型/安全型)



## 安養照護

- 紙尿褲
- 看護墊
- 成人替換式尿片
- 成人拉拉褲(復健褲)
- 灌食空針



## 防疫用品

- 外科口罩
- 活性碳口罩
- 紙口罩
- 隔離衣
- 醫師護士帽



## 導管類

- 抽痰包
- 痰液收集器
- 各式尿袋
- 導尿管



## 呼吸類

- 氧氣面罩
- 氧氣連接管
- 氧氣鼻導管
- 手持噴霧器

LINE@



## 勤達醫療器材股份有限公司

22069 新北市板橋區民生路一段33號22樓之1  
服務專線: (02) 2950-0388 傳真: (02) 2950-0377  
聯絡信箱: [service@team-power.com.tw](mailto:service@team-power.com.tw)  
更多資訊: [www.team-power.com.tw](http://www.team-power.com.tw)

TEAMPower HEALTHCARE CO., LTD.  
22-1F., No.33, Sec., Minsheng Rd., Banqiao Dist.,  
New Taipei City 22069, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886 2 29500388 Fax: +886 2 29500377  
[www.team-power.com.tw](http://www.team-power.com.tw)