



寵物檢體送檢單

送檢醫院	
責任醫師	
電話	
手機	
電子信箱	
病歷號碼	

飼主/電話	
寵物名字	
寵物種別	☐ 犬 ☐ 貓 ☐ 鳥 (品種)
性別	☐ 公 ☐ 母 年齡 歲 月
檢體類別	☐ 血液 ☐ 其他 ☐ 所附檢體均檢驗 第二個以上每項加500
英文報告	☐ 僅提供出國寵物檢疫參考文件用

* 檢體皆以“最速件”處理 (上班日檢體至實驗室8小時內回覆檢驗結果) 註: 檢體異常、當日早配未送達者或不可抗力之因素除外

犬 檢測套組	單項檢測項目 (套組所含項目)	建議檢體與費用
☐ S-CE21 壁蝨傳染 Multiple tick-born pathogens profile (2,250)	☐ CE1 焦蟲分型 犬焦蟲 <i>Babesia canis</i> 吉布松焦蟲 <i>Babesia gibsoni</i>	全血 (1,550)
	☐ CE2 艾利希體分型 大型 <i>Ehrlichia canis</i> 血小板型 <i>Anaplasma platys</i>	全血 (1,550)
	☐ CE3 犬血巴東體 <i>Haemobartonella canis</i>	全血 (1,450)
	☐ CE4 萊姆病病原 <i>Borrelia burgdorferi</i>	全血 (1,450)
☐ S-CE24 犬吉布松焦蟲進階檢測 [註1]	Atovaquone 及 Azithromycin 抗藥性基因檢測	全血 (2,100)
☐ S-CE22 犬病毒感染 Canine viral profile (2,950)	☐ CE5 犬小病毒 <i>Canine Parvovirus</i>	全血或糞便 (1,450)
	☐ CE6 犬冠狀病毒 <i>Canine Coronavirus</i>	全血或糞便 (1,550)
	☐ CE7 犬瘟熱病毒 (不分型) <i>Canine Distemper virus</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,550)
	☐ CE12 犬肝炎病毒 [註2] <i>Canine Adenovirus type I</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,550)
☐ S-CE25 犬瘟熱病毒進階檢測 [註3]	野病毒 Wild type 疫苗毒 Vaccine type	全血或眼鼻分泌物 (2,600)
☐ S-CE26 犬呼吸道感染 [註2] Canine respiratory pathogens profile (2,650)	☐ CE13 博德氏菌 <i>Bordetella bronchiseptica</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
	☐ CE14 犬腺病毒 <i>Canine Adenovirus type II</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
	☐ CE15 副感冒病毒 <i>Parainfluenza virus</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
	☐ CE16 犬疱疹病毒 <i>Canine herpesvirus</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
☐ S-CE23 犬人畜共通 Zoonosis profile (2,250)	☐ CE8 弓蟲 <i>Toxoplasma gondii</i>	全血 (1,450)
	☐ CE9 心絲蟲 (微幼絲蟲) <i>Dirofilaria immitis</i> (microfilaria)	全血 (1,450)
	☐ CE10 萊姆病病原 <i>Borrelia burgdorferi</i>	全血 (1,450)
	☐ CE11 鉤端螺旋體 <i>Leptospira</i> spp.	全血或尿液 (1,450)
☐ S-GCE11 犬全面漸進性視網膜萎縮症 (長毛臘腸犬) Canine generalized progressive retinal atrophy (Miniature Longhaired Dachshund)		全血或口腔細胞 (2,600)
☐ S-GCE21 犬專屬DNA身分證明		全血或口腔細胞 (8,000)
☐ S-GCE31 犬DNA親緣鑑定	☐ S-GCE2 2隻 (父或母+犬兒) (兄弟姊妹任一隻+犬兒)	全血或口腔細胞 (10,000)
	☐ S-GCE3 3隻 (父+母+犬兒)	全血或口腔細胞 (12,000)
☐ S-GCE41 GM1 犬神經節脂質儲積症 (GM1 gangliosidosis)		全血或口腔細胞 (2,100)
☐ S-CE27 庫姆氏檢測 Coomb's test		全血 (1,350)

鳥 檢測套組	單項檢測項目 (套組所含項目)	建議檢體與費用
☐ S-AE31 性別/病毒 Sex / Virus (1,700)	☐ AE1 法蘭西斯掉羽症 <i>Avian Polyoma virus</i>	全血(血片)或羽管 (850)
	☐ AE2 鸚鵡喙羽症 <i>Psittacine Beak & Feather Disease</i>	全血(血片)或羽管 (850)
	☐ AE3 鳥性別鑑定 <i>Avian sex identification</i>	全血(血片)或羽管 (500)
☐ S-AE32 鳥病毒感染 Avian Virus Infection (1,600)	☐ AE1 法蘭西斯掉羽症 <i>Avian Polyoma virus</i>	全血(血片)或羽管 (850)
	☐ AE2 鸚鵡喙羽症 <i>Psittacine Beak & Feather Disease</i>	全血(血片)或羽管 (850)
☐ AE33 鸚鵡病 <i>Chlamydia psittaci</i>		全血(血片) (850)
☐ AE34 巴拉米哥病毒 <i>Paramyxovirus</i>		全血(血片) (1,050)

貓 檢測套組	單項檢測項目 (套組所含項目)	建議檢體與費用
☐ S-FE21 血液寄生蟲 Blood parasite profile (2,250)	☐ FE1 弓蟲 <i>Toxoplasma gondii</i>	全血 (1,450)
	☐ FE2 萊姆病病原 <i>Borrelia burgdorferi</i>	全血 (1,450)
	☐ FE3 貓血巴東體分型 加州型 <i>Mycoplasma haemominutum</i> 俄亥俄州型 <i>Mycoplasma haemofelis</i>	全血 (1,550)
☐ S-FE22 貓病毒感染 Feline viral profile (2,950)	☐ FE4 貓小病毒 <i>Feline Parvovirus</i>	全血或糞便 (1,450)
	☐ FE5 貓冠狀病毒 <i>Feline Coronavirus</i>	全血、腹水、胸水 或糞便 (1,450)
	☐ FE6 貓白血病毒 <i>Feline Leukemia virus</i>	全血 (1,450)
	☐ FE7 貓免疫不全病毒 <i>Feline Immunodeficiency virus</i>	全血 (1,450)
☐ S-FE23 貓呼吸道感染 Feline respiratory pathogens profile (2,250)	☐ FE8 披衣菌 <i>Chlamydia</i> spp.	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
	☐ FE9 貓疱疹病毒 <i>Feline Herpesvirus</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
	☐ FE10 貓卡力西病毒 <i>Feline Calicivirus</i>	全血或眼鼻分泌物 (1,450)
☐ S-FE24 貓人畜共通 Zoonosis profile (2,250)	☐ FE11 弓蟲 <i>Toxoplasma gondii</i>	全血 (1,450)
	☐ FE12 心絲蟲 (微幼絲蟲) <i>Dirofilaria immitis</i> (microfilaria)	全血 (1,450)
	☐ FE13 萊姆病病原 <i>Borrelia burgdorferi</i>	全血 (1,450)
	☐ FE14 鉤端螺旋體 <i>Leptospira</i> spp.	全血或尿液 (1,450)
☐ S-FE25 貓人畜共通 進階檢測 [註4] (1,600)	☐ FE15 Q熱 <i>Coxiella Burnetii</i>	全血 (1,450)
	☐ FE16 貓抓熱 [註2] <i>Bartonella henselae</i>	全血 (1,450)
☐ S-GFE11 貓多囊性腎病基因檢測 Autosomal dominant polycystic kidney disease		全血或口腔細胞 (2,100)
☐ S-FE26 庫姆氏檢測 Coomb's test		全血 (1,350)

* 送檢須知及注意事項:

- 血液檢體務必存放於EDTA抗凝管，勿放入含heparin抗凝管，以免影響核酸萃取效率。
- 凡檢驗一種套組之血液檢體至少1mL、單項檢測項目血液檢體至少0.5mL。
- 眼鼻分泌物及糞便檢體請以乾淨棉棒刮取或採樣置於本公司所附之透明小管中；胸水、腹水及尿液等檢體亦同。
- 鳥類血液檢體請以指甲剪取其指尖血液，並以擦手紙吸附血液面積約3mm²即可，鳥類羽管檢體請確認拔取其毛囊且至少須2~3根羽管。
- 請確認勾選之檢驗項目，若遇勾選後發現勾選錯誤，則本公司仍以一般檢驗流程進行收費。
- 遺傳性疾病回報時間為2~3週，DNA身分證明及親緣鑑定為4~6週。
- 檢體保存時間：病毒類請於抽血後三日內送驗，細菌及寄生蟲類請於抽血後5日內送驗；血液、胸水、腹水檢體保存時效約3~5天(低溫4℃冷藏)。
- 若檢體項目中包含兩種以上之檢體類別時，則每一種檢體類別酌收檢體前處理費。
- 若檢體損壞、血量不足、檢測項目勾選有誤或其它原因.....等情況將另行通知或以退件方式處理，並酌收宅配費用200元；若檢體已進入實驗流程且核酸品質異常者，亦以檢體不良之退件方式處理，同時酌收檢體前處理費200元及宅配費200元。
- 備妥檢體，請以來電通知或LINE@通知取件，並以低溫冷藏(4℃，(鳥類則常溫)方式寄送至本公司檢驗室221新北市汐止區新台五路一段96號16樓，運費皆由本公司支付。
 [註1] 確定經以本公司檢驗為犬吉布松焦蟲陽性之檢體方可進行此試驗。
 [註2] 為新增檢驗項目，檢驗結果回覆時間為1~2天。
 [註3] 確定經以本公司檢驗為犬瘟熱陽性之檢體，且病毒量大於1x10⁵ug/uL方可進行此試驗。
 [註4] 本檢測可與FE24之細項檢測FE13及FE14互換。